



KW Lipol

Vaxborttagningsmedel



Användningsområden/arbetsmetoder

Användningsändamål

Svagt alkaliskt vaxborttagningsmedel för ömtåliga material som linoleum och parkett. KW Lipol löser snabbt upp vaxet, vilket minskar behovet av mekanisk bearbetning. Lågsaummande och sköljfri. Lämpar sig även utmärkt för yttvätt.

Egenskaper

Klar, gulaktig svagt parfymerad vätska

Innehåller

Anjoniska tensider < 5%

Amfotära tensider < 5%

Nonjoniska tensider < 5%

Fosfat < 5%

Parfym

pH i koncentrat 10

pH i brukslösning 10

Bruksanvisning

Vaxborttagning av linoleum: 0,5-2 dl/1 L vatten. Låt lösningen verka 5 minuter, ytan får inte torka. Bearbeta maskinellt med röd eller blå rondell som passar för linoleum. Avlägsna vattenlösningen omsorgsfullt med vatsug och fuktmoppa golvet, eller använd kombimaskin. Grovrengöring: 1 dl/1 L vatten
Yttvätt: 10 ml/1 L vatten

Endast för yrkesmässigt bruk.

Produktkod

184901

184905

Förpackningsstorlek

10 x 1 L

3 x 5 L

Avfallshantering

Tomma plastförpackningar kan brännas, transportförpackningen kan brännas eller föras till pappåtervinning.

Förvaring

Skyddas mot frost.

Tillverkningsland

Finland